



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de traslado 'Aks Foldy II'

ref: AD910

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-para-traslado-de-enfermos-aks-foldy>



Fabricada en Alemania por la firma especialista en sistemas de elevación AKS. Gran rango de elevación y diseñada para soportar condiciones de uso intensivo. Compacta, pasa por puertas estrechas y maniobra en espacios reducidos. Fácil de transportar y plegable sin herramientas en cuestión de minutos. Baterías de gran capacidad. Puede realizar hasta 60 ciclos (subir/ bajar) con la carga máxima.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



- Sistema de último descenso en caso de agotar batería
- Plegable y fácil de transportar
- Paro de emergencia



kg
Total
38



kg
Máximo
150



Montaje sin
herramientas

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Fondo total	Altura total	Rango de apertura	Rango de elevación
AD910	64 cm	129 cm	110 cm	de 64 a 92 cm	de 82 a 202 cm











Accesorios





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

-  Estación de carga
-  Arnés de ajuste rápido 'Fast-fit'.
-  Arnés 'Con cabezal'.
-  Arnés de baño 'aqua'.
-  Arnés envolvente.
-  Arnés económico 'Eco'.
-  Arnés 'amputados'.
-  Arnés 'Goliath' 250 kg.
-  Báscula electrónica 'AKS'.
-  Kit de bipedestación