



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés GOLIATH 250 kg

ref: A914

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-goliath-250-kg>



Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador. Suministrado en talla única.


Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



250

