



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés GOLIATH XXL (320 kg)

ref: A914


<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-goliath-xxl-320-kg>



Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador. Suministrado en talla única.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



COLOCACIÓN DE
UN ARNÉS PARA
REALIZAR
TRANSFERENCIAS
DESDE LA CAMA:

ELEVACIÓN DE
UN PACIENTE
CON GRÚA
DESDE EL SUELO:

