



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Arnés ENVOLVENTE

ref: A916

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-envolvente>




Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado. Suministrado en talla única.

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.




**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia





**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia



COLOCACIÓN DE  
UN ARNÉS PARA  
REALIZAR  
TRANSFERENCIAS  
DESDE LA CAMA:

ELEVACIÓN DE  
UN PACIENTE  
CON GRÚA  
DESDE EL SUELO:

