



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla con WC CLUB

ref: AD920

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-con-wc-club>



Cómoda silla con inodoro incorporado, su aspecto discreto disimula la función para la que ha sido fabricada. Pensada para personas que por algún motivo tienen dificultad para desplazarse hasta el lavabo.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa.
Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.
El sistema de extracción de la cubeta se efectúa levantando la tapa tapizada.
Las patas son regulables para adaptar el asiento a la altura del usuario.

Desmontable:
La silla CLUB se desmonta sin necesidad de herramientas para poder transportar y almacenar fácilmente.

Asiento y respaldo blandos:
El asiento y el respaldo son impermeables para facilitar la limpieza y de tacto blando para un mayor confort.

8

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento de suelo	Ancho total	Alto total	Fondo total	Ancho e/brazos
AD920	43 cm	43 cm	de 41 a 51 cm	56 cm	de 79 a 85 cm	57 cm	45 cm

