



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cesta para caminador

ref: AD231

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/andadores/cesta-para-caminador>



Cesta metálica plastificada para llevar objetos pequeños y medianos. Incorpora en el fondo una bandeja plástica transparente con compartimiento para vaso o lata y portaobjetos. Se fija a la mayoría de caminadores.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Alto	Fondo
AD231	43 cm	18 cm	18 cm

