



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla WC de madera ROYAL

ref: AD904

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-wc-de-madera-royal>



Es una silla para utilizar en residencias, junto a la cama en hospitales, o en el hogar. De construcción robusta y fabricada totalmente en madera de la máxima calidad, tiene un aspecto atractivo y discreto que disimula perfectamente la función para la que ha sido diseñada. Asiento y respaldo acolchados con materiales ignífugos de alta resistencia y fáciles de limpiar.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



El asiento tiene un mecanismo que lo abate colocándolo en la parte trasera de la silla, dejando libre un asiento de plástico y un orinal de 5 litros con tapa y asidera para su transporte. Cuando extraemos el orinal, un dispositivo impide que la tapa que lo cierra se abra de forma involuntaria.



kg
Total
16



kg
Máximo
160

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento de suelo	Ancho total	Fondo total	Alto total	Capacidad cubo
AD904	46 cm	48 cm	48 cm	58,5 cm	48 cm	87 cm	4 l