

## **Expositor 10 bastones plegables 'Fashion'**

ref: AD413/EXPO

https://www.ayudasdinamicas.com/p/Bastones%20y%20muletas/expositor-10-bastones-plegables-fashion



Multicolor y alegre expositor giratorio del que cuelgan 10 bastones AD 413 (uno de cada color disponible) ocupando un espacio mínimo. Su base circular apenas tiene 23 cm de diámetro y una altura de 50 cm.

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo     | Base  | Alto  |
|------------|-------|-------|
| AD413/EXPO | 23 cm | 50 cm |



