



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Bastones de aluminio de puño anatómico

ref: AD415..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Bastones%20y%20muletas/bastones-de-aluminio-de-puno-anatomico>



El puño anatómico permite apoyar toda la mano de manera natural y cómoda, aliviando mucho la presión, la tensión y el consiguiente dolor. Altura graduable de 80 cm a 102 cm con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible para derecha o izquierda: indicar AD415d o AD415i.

90

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Mano	Alto graduable
AD415D	derecha	80 - 102 cm





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

AD415i

izquierda

80 - 102 cm

