



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de interior reclinable

ref: TS5

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-de-interior-reclinable>



Silla de ruedas fija con respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°. Estructura de acero cromado de alta resistencia. Tapizado anatómico. Reposabrazos extraíble. Ruedas traseras con freno. Asiento inodoro con cubeta extraíble.

Opcional:

- Reposapiés elevable

19

100





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Fondo asiento | Alto asiento suelo | Alto respaldo | Ancho total | Fondo total | Alto total |
|--------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| TS5 | 43 cm | 45 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 91 cm | 100 cm |

