



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla inodoro 'Resident'

ref: TSU

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-inodoro-resident>



Silla inodoro con ruedas. Fabricada en acero pintado, muy duradera y resistente al uso intensivo. Ampliamente utilizada en instituciones y residencias. Silla versátil que se puede colocar directamente sobre el inodoro del WC o utilizar la cubeta / orinal con tapa que lleva incorporada para utilizarla en otro lugar. Los reposabrazos son abatibles para facilitar la transferencia lateral, por ejemplo desde la cama. Reposapiés desmontables y graduables en altura. Lleva 4 ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno.



kg
Total
14



kg
Máximo
120

Tabla de medidas y modelos



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
TSU	46 cm	42 cm	50 cm	43 cm	56 cm	83 cm	96 cm

