



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Chaleco abdominal con tirantes

ref: H3502

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinturones-para-sillas/chaleco-abdominal-con-tirantes>



Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

**Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.**

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Cinturón abdominal | Soporte perineal | Tirantes | Largo cintura | Ancho cintura | Largo total cintura |
|--------|--------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|
| H3502  | Sí                 | No               | Sí       | 150 cm        | 15 cm         | 164 cm              |

