

## Chaleco abdominal con tirantes

ref: H3502

https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinturones-para-sillas/chaleco-abdominal-con-tirantes



Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Cinturón abdominal	Soporte perineal	Tirantes	Largo cintura	Ancho cintura	Largo total cintura
H3502	Sí	No	Sí	150 cm	15 cm	164 cm



