



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento elevador de WC blando BLUE

ref: AD511

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-elevador-de-wc-blando-blue>



Asiento elevador fabricado en espuma de poliuretano. Cálido y con diseño anatómico. De tacto blando y antideslizante. Lavable y ligero para facilitar su transporte. Se adapta sobre la tapa del WC.

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura	Ancho total	Fondo total	Ancho orificio	Fondo orificio
AD511	4 cm	39 cm	44 cm	25 cm	27 cm

