




AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



Transfer 'Flexible'

ref: H8800

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/transferencias-con-asistente/transfer-flexible>



Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes. Permite sujetarlos por detrás o por debajo, según la situación, ya se trate de uno o dos asistentes. Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Ancho
H8800	51 cm	21 cm

