



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asidera FRIDA

ref: AD940

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/asidera-frida>



Asidera barandilla de cama, de tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio cuando se está junto a la cama y da confianza y estabilidad para entrar y salir de la misma. Se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

La barandilla Frida es una ayuda para ponerse de pie en forma de arco. Facilita levantarse y sentarse en la cama.

- Se monta en menos de 5 minutos, sin herramientas.
- También es adecuada para camas articuladas.
- Ponerse de pie de forma independiente y segura.
- Cómoda empuñadura de gomaespuma.
- Altura ajustable.
- Incluye correa de sujeción.

### ACCESORIO OPCIONAL:

SOPORTES PARA LAMAS BARANDILLA FRIDA (JUEGO DE 4 PIEZAS)

#### Referencia A940-1

Los soportes para barandilla Frida se pueden instalar en cualquier somier con lamas. Se suministran en un juego de 4 piezas. Simplemente colóquelos en el somier e instale la barandilla de la cama encima de los soportes, esto evita que la barandilla se pueda hundir entre los listones de la cama.



Largo completo: 350mm  
Ancho: 30 mm

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Ancho	Alto regulable
AD940	90 cm	50 cm	42 - 53 cm

