




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Tirantes para el tórax

ref: H3403

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-sujecion/tirantes-para-el-torax>



Sistema de sujeción rápida de la parte superior del cuerpo. Los tirantes se pueden utilizar solamente en combinación con el cinturón abdominal para impedir que el paciente se deslice hacia arriba. Se suministra con 5 botones de cierre magnéticos y 1 llave magnética.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Perímetro tórax
H3403-L	de 85 a 124 cm
H3403-XL	de 109 a 146 cm

## Accesorios





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia



- Llave magnética / cierre con vastago y boton magnético

