



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cuña posicionadora de brazos

ref: H4240

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/cuna-posicionadora-de-brazos>



Fabricada en espuma viscoelástica con efecto memoria, de formas blandas y redondeadas para un óptimo confort, lo que permite mantener una determinada postura durante bastante tiempo. Esta cuña posicionadora está indicada para reducir o prevenir edemas, lo que ocurre en una gran variedad de situaciones.

- Apropiada para pacientes hemipléjicos
- Muy práctica para cateterización intravenosa
- Puede utilizarse con la persona recostada
- Curvas de formas anatómicas
- Posicionador para la palma de la mano
- Simétrica: puede utilizarse a derecha o izquierda





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

