

Colchón dinámico + compresor 'Metro'

ref: AD993

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-celulas-de-aire-con-compresor-compacto-metro>



Este equipo tiene el compresor más compacto y de medidas más reducidas del mercado, indicado para su uso en la atención domiciliaria.

El colchón de células de aire que son hinchadas alternativamente por un compresor regulable sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN

- Máximo peso usuario: 100 kg
- Dimensiones: 200 X 90 cm
- Materiales: PVC

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR • Presión regulable: 30 - 60 mm Hg • Caudal: 4 litros / minuto • Ciclo: 6 minutos



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Medidas colchón | Ancho compresor | Fondo compresor | Alto compresor | Peso compresor |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| AD993 | 200 x 90 cm | 17 cm | 8 cm | 16 cm | 1,1 kg |

