



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Colchón de poliuretano POLYPLOT

ref: AD997..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones/colchon-de-poliuretano-polyplot>



Para prevenir la aparición de úlceras por presión, moldeado en espuma de poliuretano de Alta Resistencia de 40 kg / m³ permite la ventilación entre los bloques independientes, ayudando a mantener la piel seca y facilitando su oxigenación.


Los bloques de espuma acompañan los movimientos del cuerpo minimizando la maceración de la piel y los roces. Esquinas redondeadas que facilitan la instalación de trapecios. Se suministra envasado al vacío y sus dimensiones embalado son: 90 cm x 38 cm x 38 cm.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Canales de circulación de aire. Los canales que hay entre los bloques, permiten la circulación de aire, facilitando la oxigenación de la piel.



Funda integral de poliuretano.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Suministrado con funda integral impermeable y transpirable, de poliuretano hipoalérgico, anti bacterias y antihongos.

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Largo	Alto
AD997A	90 cm	190 cm	14 cm
AD997B	90 cm	200 cm	14 cm

