



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín de celdas de aire BASIC AIR

ref: CBASIC

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines/cojin-de-celdas-de-aire-basic-air>



La eficacia terapéutica en la prevención de úlceras por presión del cojín de aire BASIC AIR ha sido probada clínicamente. Células flexibles, conectadas entre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones y facilitan la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en Laxprene, fórmula especial a base de neopreno para conseguir un material moderno especialmente elástico y resistente. Fácil de limpiar y desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo con el peso de cada persona. Se suministra con una funda de poliuretano expresamente diseñado para minimizar los roces (impermeable y transpirable) y una bomba para hincharlo.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Alto	Peso usuario
C1-4040	40 x 40 cm	7 cm	90 kg
C1-4343	43 x 43 cm	7 cm	110 kg

