



Ayudas Dinámicas[®]
Productos para una mayor independencia

Cojín de gel de silicona

ref: C2

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines-de-gel/cojin-de-gel-de-silicona>



Cojín de flotación que distribuye de forma uniforme el peso para aliviar la presión continuada en los puntos de apoyo, minimizando el riesgo de formación de úlceras de decúbito en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo. Funda de poliuretano con base antideslizante. Disponible en dos tamaños.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Gel Visco



Cubierta de POLYMAILLE® removible





Riesgo



GEL VISCOELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO RETICULADO

→ Evita la migración del gel y previene el efecto de fondo de las protuberancias óseas.



100% IMPERMEABLE
→ Completamente adaptado a pacientes con incontinencia.

Cojín de gel que puede ser utilizado cuando:

- Se requiere la posición sentada como resultado de enfermedades o discapacidad y al mismo tiempo existe un mayor riesgo de úlcera por presión.

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C2A	40 cm	40 cm	2,5 cm
C2B	45 cm	43 cm	2,5 cm

