



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador bariátrico

ref: AD230XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-y-bastones/andador-bariatrico>



El andador bariátrico es ligero pero sólido y ofrece un alto grado de estabilidad.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Plegable para guardarlo o transportarlo fácilmente.

El andador bariátrico es ligero pero sólido y ofrece un alto grado de estabilidad. Especialmente después de caídas, fracturas, etc., uno de los factores clave para movilizar a los usuarios bariátricos es proporcionarles una ayuda para caminar en la que confíen.

- Usuarios bariátricos hasta 325 kg en hospitales, domicilios particulares y centros asistenciales.



Total
3



Máximo
325

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Alto graduable	Fondo	Ancho interior
AD230XL	74 cm	76 - 101 cm	48 cm	54 cm
AD250XL	84 cm	76 - 101 cm	48 cm	64 cm

