



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla basculante 'Sanichair'

ref: AD815L

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/silla-basculante-sanichair>



Con un diseño ganador de premios a la innovación, SANICHAIR silla basculante de ducha y WC es ligera, inoxidable y fácil de limpiar.

De altura graduable para acomodarse sobre cualquier WC, bascula suavemente con ayuda de pistones neumáticos para facilitar la postura más cómoda tanto al usuario como al cuidador. Robusta y fácil de maniobrar, apta para personas de hasta 100 kg.

Fundas blandas y cálidas al tacto, gruesa o delgada (**NO INCLUIDAS**)

- Reposacabezas blando multiajustable.
- Pies independientes, con cinchas y regulables en altura.
- Ruedas con freno que no marcan el suelo.
- Sistema basculante que proporciona diferentes posiciones para ducha y aseo.
- Fabricada en aluminio.
- Cubeta orinal.
- **ACCESORIO:** Fundas en dos partes, de espuma blanda: gruesa o delgada.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**INCLINACIÓN 20°**

**INCLINACIÓN 40°**

**Las sillas basculantes ofrecen el máximo confort al paciente y al cuidador**

(\*) Las medidas de la tabla indicadas con un asterisco, corresponden a la silla con funda gruesa.

(\*\*) Las medidas de la tabla indicadas con doble asterisco, corresponden a la silla con funda delgada.

25

100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Fondo total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento
AD815	69 cm	88 cm	41 cm*/45 cm**/ 49 cm	43 cm*/46 cm	de 50 a 60 cm

