



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Localizador de objetos 'elephant memory'

ref: AD335

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/varios-vida-diaria/localizador-de-objetos-elephant-memory>



Ideal y recomendado para aquellos con problemas de memoria o despistados.

Adjuntar los 4 sensores inalámbricos a las llaves, billetera u otros objetos y usar el mando a distancia para localizar los objetos de manera fácil y rápida.

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Alcance |
|--------|---------|
| AD335  | 30 m    |

