



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Taburete de baño MILANO

ref: AD540

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-de-bano-milano>



Regulable en altura y desmontable sin necesidad de herramientas para facilitar su transporte. Totalmente inoxidable, fabricado en aluminio y plástico. Estable y seguro, lleva cuatro grandes conteras de goma en las patas. Fácil de limpiar con detergentes suaves.



Producto
inoxidable



kg
Máximo
110



Montaje sin
herramientas

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura	Diámetro asiento	Ancho
AD540	42 - 57 cm	34 cm	34 cm

