



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Vaso NOVO CUP

ref: H5703

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/vasos-y-tazas/vaso-novo-cup>



Con el vaso NOVO CUP se tiene un control total del fluido aún estando estirado y no hacen falta almohadas extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos con limitación de movimientos en la cabeza o cuello.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Recomendado para pacientes encamados que quieren beber sin ayuda de otros.

Transparente y con marcas de capacidad. No se derrama el contenido, aunque el vaso se vuelque.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Capacidad |
|--------|-----------|
| H5703  | 250 ml    |

