



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Vaso NOVO CUP

ref: H5703

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/vasos-y-tazas/vaso-novo-cup>



Con el vaso NOVO CUP se tiene un control total del fluido aún estando estirado y no hacen falta almohadas extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos con limitación de movimientos en la cabeza o cuello.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Recomendado
para
pacientes
encamados
que quieren
beber sin
ayuda de
otros.

Transparente
y con marcas
de capacidad.
No se
derrama el
contenido,
aunque el
vaso se
vuelque.



Capacidad
250





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H5703	250 ml

