


# Taburete 'Entrado'

ref: AD543

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-entrado>



Un taburete resistente y seguro, muy versátil y práctico para una gran variedad de usos: entrar y salir de la bañera, y para el WC.



La postura en cuclillas mantiene el intestino limpio de manera natural e impide el estancamiento fecal. Se consigue el mismo efecto sentado con un taburete en los pies.



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia



## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Alto  | Ancho total | Fondo total |
|--------|-------|-------------|-------------|
| AD543  | 18 cm | 43 cm       | 43 cm       |