



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla SAMBA

ref: AD537A

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-samba>



Silla completa con respaldo de plástico. El asiento tiene desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad. Está especialmente diseñada para ser utilizada en el baño. Sus patas extensibles permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho la dotan de gran estabilidad.

2

100

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Fondo asiento | Altura asiento | Ancho total | Fondo total | Alto respaldo | Respaldo |
|--------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| AD537A | 51 cm | 31 cm | 37 - 52 cm | 51 cm | 45 - 50 cm | 36 cm | 39 x 22 cm |

