



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Mesitas auxiliares plegables

ref: AD688

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/mesitas-auxiliares/mesitas-auxiliares-plegables>



Elegante mesita graduable en altura y plegable. El tablero bascula hasta 90º en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80º para acercarlo más al usuario si es necesario. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

Dos acabados disponibles:





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



9

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Color	Medidas tablero	Alto regulable	Medidas base	Altura patas
AD688B	Blanco	60 x 40 cm	61 - 94 cm	50 x 42 cm	10 cm
AD688M	Marrón	60 x 40 cm	61 - 94 cm	50 x 42 cm	10 cm

