

Tabla de bañera 'Extraplana'

ref: AD557

https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-y-tablas-de-banera/tabla-de-banera-extraplana-



Tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral. La superficie tiene un ligero relieve antideslizante. Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.









Sus soportes regulables permiten ajustarse a la anchura de la bañera



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo
AD557	72 cm	29 cm

Accesorios

• 🖾 Asidero supletorio para tabla ad557



