

# Asiento elevador WC EASY-ACCES

ref: AD518

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-elevador-wc-easy-acces>



Un asiento elevador de WC ideal para aquellas personas con dificultad para limpiarse. Los amplios huecos tanto en la parte delantera como en la trasera facilitan el acceso a la higiene, tanto para el usuario como en su caso al cuidador. Fabricado de una sola pieza, sin rincones y fácil de limpiar.



## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura	Tapa	Ancho orificio	Fondo orificio
AD518	10 cm	No	21 cm	25 cm