



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Toallita para espalda

ref: AD852L

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cuidado-personal/toallita-para-espalda>



Disponible en dos versiones, corta para el cuerpo y larga y curvada para la espalda, que con su forma ergonómica hace posible alcanzar toda la espalda. La toallita se desmonta del mango y está hecha de un material especial que la hace efectiva para lavarse sin absorber demasiada agua, eso significa que la toallita continúa siendo ligera incluso mojada. Recambios disponibles

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Peso
AD852L	77cm	203gr

Accesorios





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia



- Toallita de recambio para espalda

