




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Arnés 'amputados'.

ref: A917.

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-amputados->




Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores.

Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados.



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia



**Talla única.**

