



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Sillón elevador COCOA

ref: AD751

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-cocoa>



El sillón elevador y de relax COCOA, de funcionamiento totalmente electrónico, es uno de los más cómodos del mercado. Simplemente apretando un botón levanta las piernas y al mismo tiempo el asiento acompaña este movimiento hasta adoptar una postura de auténtico descanso. Si continuamos apretando el botón, el respaldo se reclina suavemente hasta la postura deseada.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

La butaca tiene una segunda función: se eleva lentamente inclinándose hacia delante ayudando a incorporarse y ponerse de pie de forma fácil y segura.



Gravedad 0: El asiento se eleva a la vez que se elevan los pies y reclina el respaldo, esto provoca que las extremidades inferiores estén prácticamente a la misma altura que la cabeza. Esta posición está considerada la de máximo confort para el usuario.

113

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Altura asiento | Fondo asiento | Altura respaldo | Ancho total | Alto total | Fondo total | Fondo reclinado | Ángulo reclinación |
|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| AD751  | 50 cm         | 45 cm          | 50 cm         | 70 cm           | 80 cm       | 98 cm      | 100 cm      | 165 cm          | 45°                |

