



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Bastón con asiento 4 patas

ref: AD467

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Bastones%20y%20muletas/baston-con-asiento-4-patas>



El bastón con asiento '4 patas' plegable está fabricado en aluminio con un asiento de lona, por lo que es extremadamente ligero para transportar y resistente a la corrosión. Se pliega fácilmente, convirtiéndose en un bastón que puede ser utilizado para apoyo al caminar. Asiento es de 34 cm. de largo por 14 cm. de ancho. Cuando el asiento está desplegado queda a una altura del suelo de 51 cm. La altura cuando se usa en modo bastón, es de 87 cm.



aluminio



Total
1



Máximo
90

